


簡易キャビネット



非接触スイッチ

- ・手をかざすだけで装置のオン、オフが可能



スライド式全面パネル

- ・任意の位置で全面パネルを固定(ストッパー付き)

品番	サイズ(mm)	排気能力	電源	販売価格
SG-SKK100	W500 × D400 × H500	風量…0.54m ³ /min 静圧…347Pa	100V 50/60Hz	200,000円

商品の特徴

- ・HEPAフィルタにより安全な作業環境を実現
- ・非接触スイッチで稼働
- ・軽量設計の為、持ち運びが便利
- ・新型コロナウイルスの小型検査装置収容可

【販売元】



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

TEL 03-3814-0285 FAX 03-3815-3045

E-mail mail@sugiyama-gen.co.jp

URL https://sugiyama-gen.co.jp

【製造元】



吉川工業株式会社

YOSHIKAWA KOGYO Co., Ltd.