


近日発売予定

新型嫌気指示薬

(酸素検知剤)

～最短2時間で嫌気状態の確認が可能～



(*) 開発中のため、実際の色味は画像と異なる可能性があります。

●特徴

- ・従来の嫌気指示薬に比べ酸素反応速度が速く、培養途中のリーク等、異変に素早く気付くことができます。
- ・使いやすい個包装です。
- ・新型嫌気指示薬は、嫌気状態→白色、好気状態→青色(*)となります。

【販売元】



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

TEL 03-3814-0285 FAX 03-3815-3045

E-mail mail@sugiyama-gen.co.jp

URL <https://sugiyama-gen.co.jp>