

お客様各位

令和7年2月吉日

(虚血培養実験にご使用のお客様へ)

## アネロパック・ケンキ5% (A-07N)、製品リニューアル及び

### 一時販売休止のお知らせ

平素は格別なるお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。

表題のアネロパック・ケンキ5% (A-07N) につきまして、虚血培養実験(長時間培養)を行う際にCO<sub>2</sub>濃度が減衰する傾向にあるとのご指摘がありました。これを改善するため製品リニューアルを行う事と致しましたので、それまでの間、従来品の販売を一時休止させていただきます。

本製品を虚血培養実験に用いているお客様へは大変ご不便をお掛けし申し訳ございませんが、何卒ご了承下さいます様、宜しく願い申し上げます。

\*虚血培養実験用としてリニューアル品を販売予定です。リニューアル製品は、品質向上と従来品に比べCO<sub>2</sub>濃度が長時間安定出来るようになります。

新品番、販売時期等は改めてご案内させていただきます。

\*低酸素培養(BIONIX)にてA-07Nをご使用頂く場合は、継続販売致します。

(反応時間が短い場合、CO<sub>2</sub>減衰の影響はございません。)

ご不明点、ご確認事項等ございましたら、お手数ですが下記までお問い合わせ願います。

敬具

株式会社スギヤマン

微生物事業部

TEL:03-3814-0285

FAX:03-3815-3045

MAIL : mail@sugiyama-gen.co.jp