


かおんセット



かおんくん使用動画

※炎とスライドは使用時のイメージ図となります。

特徴

トレールは伸縮自在な染色台の為、様々な寸法のシンクに対応可能です。

かおんくんを使用することでチールネルゼン染色でスライドグラスを火炎で温める際に便利です。繰り返し何度でも使用できます。

トレール仕様

最小：約380mm 最長：約600mm

重さ：約300g 線形：Φ4mm

セット品内容

トレール + かおんくん + 交換用セラミック（1個）
（ステンレス製専用ストッパー4個付き）

品番	品名	定価
SG-T0-KOK	かおんセット	22,000円（税抜）



株式会社スギヤマゲン